



Equine SAA test kit

Be sure. Anytime. Anywhere.

Test quantitatif rapide pour détecter les maladies inflammatoires chez le cheval. Facilite le suivi et le choix du bon traitement

LifeAssays Serum Amyloid A équine test (e-SAA test)

Le test LifeAssays® e-SAA quantifie une protéine de phase aigüe sérique ou plasmatique appelée Sérums Amyloid A (SAA). La concentration de SAA chez les chevaux augmente rapidement jusqu'à des niveaux élevés en réponse à une inflammation systémique causée par une infection. En revanche chez les chevaux sains la concentration de SAA est très faible. La gravité de l'inflammation et l'effet d'un traitement sont directement reflétés par la concentration de SAA. Le test LifeAssays e-SAA est donc un outil de diagnostic qui permet de suivre la santé des chevaux.

Utilisation du kit:

- ✓ Comme un marqueur de confirmation/exclusion d'une maladie inflammatoire
- ✓ Pour déterminer le niveau d'inflammation
- ✓ Pour déterminer si le traitement choisi est efficace
- ✓ Pour suivre les effets post opératoires et la convalescence après une opération

LifeAssays® e-SAA données techniques :

- Facile à utiliser
- Quantitatif : relation claire des résultats par rapport à la valeur limite (cut-off : 20 mg/L)
- Précis
- Test rapide. Durée : 5 minutes
- Petit volume d'échantillon : 3 µL
- Gamme linéaire : 10 – 3 000 mg/L

LifeAssays® MagniaReader données techniques :

- Affichage facile à lire
- Instrument de paillasse
- Carte de calibration
- Mesure automatique et présentation du résultat
- Système non optique
- Fonctionne sur batterie



www.lifeassays.com
+46 46 286 54 00

 **LIFEASSAYS®**
BLOOD ANALYSIS FOR LIFE